

DATA DI STAMPA: Venerdì, 23 Gennaio 2015



► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/104062/

104062 TENS ECO 2

Il tens eco 2 è l'ultimo sviluppo nell'ambito delle unità TENS.

La grande varietà di programmi offre una comoda selezione dei parametri di trattamento.

Il tens eco 2 comprende 12 programmi pre impostati del tipo burst, modulazione di frequenza, stimolazione muscolare, stimolazione dinamica e stimolazione di Han.

Il Tens eco 2 funziona tramite una batteria integrata ricaricabile che riduce, sul lungo periodo, i costi di sostituzione delle batterie sia per l'utente che per il terapeuta.

Caratteristiche:

- Tens digitale a 2 canali,
- 12 programmi pre-impostati per trattamento del dolore,
- stimolazione e rilassamento muscolare,
- 12 programmi liberi,
- programmi di stimolazione TENS: burst, frequenza alta/bassa, modulazione di frequenza,
- programma stimolazione di Han,
- 1 programma impostato +1 libero per la stimolazione muscolare,
- programma di stimolazione dinamica per rilassamento e massaggio,
- display LCD blu,
- blocco tastiera per maggiore sicurezza,
- sistema AKS integrato per una maggiore sicurezza della pelle.



104062 TENS ECO 2

ACCESSORI A CORREDO

- 106351 CAVO TIPO 5.15, 2 PEZZI
- 283400 ELETTRODI AUTOADESIVI 50x50 mm, 4 PEZZI
- 101062 CARICABATTERIA WK 112
- VALIGETTA DI TRASPORTO


Specifiche tecniche e dimensioni


Corrente in uscita 100 mA (con 1 k !reali) Frequenza 0,5 - 120 Hz Ampiezza impulsi 50 - 400 μ s Alimentazione Batteria ricaricabile 4,8 V NiMH Dimensioni 4.4 x 6.4 x 2.0 cm Peso 100 grammi Conformità Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ITALIANO


Brochure - Brochure Terapia Tens .pdf 792.53 KB

Manuale Istruzioni - Manuale d'Istruzione e uso 104062 Tens Eco 2  .pdf 943.32 KB


Dichiarazione conformità - Dichiarazione di conformità CE - 104062  .pdf 17.5 KB

DOCUMENTI IN ENGLISH

Brochure - Tens Eco 2 .pdf 34.34 KB


 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Accessori




103025 SONDA VAGINALE V2B

Lunghezza 58 mm, diametro 25 mm Da utilizzare in caso di accorciamento vaginale.



103044 SONDA ANALE TL1R

Lunghezza 65 mm, diametro 12-18 mm Con stop all'estremo posteriore per un migliore fissaggio. L'ispessimento della parte frontale impedisce che l'elettrodo venga espulso.



103045 SONDA ANALE 12C

Lunghezza 64-108 mm, diametro 12-28 mm Lo stop flessibile all'estremo posteriore con barra di posizionamento e l'estremità conica frontale garantiscono un fissaggio permanente durante il trattamento. [CE]



107010 ELETTRODI SILICONE 48X48 MM

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare. Da utilizzare con gel a contatto.



107014 GUANTI DA STIMOLAZIONE S

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107021 GUANTI DA STIMOLAZIONE M

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107022 GUANTI DA STIMOLAZIONE L

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107023 CALZE DA STIMOLAZIONE M

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107024 CALZE DA STIMOLAZIONE L

Gli elettrodi Stimex a calza o guanto utilizzati in combinazione con gli stimolatori descritti sono ideali per il trattamento a casa propria.



107034 MEDICOBACK S (80-90 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107036 MEDICOBACK M (90-100 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107037 MEDICOBACK L (100-110 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107038 MEDICOBACK XL (110-120 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.




107039 MEDICOBACK XXL (120-130 cm)

MedicoBack, fascia lombare con elettrodi integrati e pelote da impiegare con i TENS.



107050 ELETTRIDI SILICONE 70X65MM

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare. Da utilizzare con gel a contatto.



281000 ELETTRDI STIMEX 32 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



282000 ELETTRDI STIMEX 50 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283000 ELETTRDI STIMEX 50X130

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283100 ELETTRDI STIMEX 80X130

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283400 ELETTRDI STIMEX 50X50

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.



283600 ELETTRDI STIMEX 50X90

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall'area dolorante da trattare.