

Rev. 01
Giugno 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

seca 711+220

Bilancia pesa persone meccanica
con altimetro

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
711 7021 994	Bilancia pesa persone meccanica medicale con altimetro

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	92665/R bilancia 93467/R altimetro
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Bilancia meccanica pesapersona per uso medico, completa di altimetro seca 220.

Descrizione

seca 711: bilancia meccanica a colonna con scala a livello degli occhi.

Con una portata di 220 kg, questa bilancia meccanica a colonna è anche adatta per pesare pazienti sovrappeso. Caratteristiche di aiuto sono la bassa ma ampia pedana e il tappetino di gomma rigida antiscivolo che offre al paziente un punto d'appoggio sicuro.

La scala graduata è serigrafata su entrambi i lati, così, sia il paziente che il medico, possono leggere i valori.

La struttura di alta qualità della bilancia, la base di ghisa e la colonna di acciaio, garantiscono una posizione stabile e una lunga durata. Pedana con rotelle per un facile trasporto.

seca 220: altimetro telescopico ad asta, in alluminio anodizzato. Predisposto per essere montato sulla colonna della bilancia

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Accessori presenti all'interno della confezione

711
220
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Bilancia	
Portata:	220 Kg.
Divisione:	100 g.
Dimensioni (LxAxP):	520 x 1.556 x 520 mm
Pedana (LxAxP):	350 x 80 x 345 mm
Peso:	21,7 Kg.
Altimetro	
Misurazioni:	60 – 200 cm
Divisione:	1 mm
Dimensioni (LxAxP):	55x1480x286 mm
Peso:	700 g
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142